


APPELLATION COMMERCIALE		Thermocolor
PN		12941
REF COMMERCIALE		PHT42110GB
COULEUR		Gris/bleu
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES		
Unité de mesure	C°	•
	F°	•
Embouts	Rigide	•
Typologie du thermomètre	Infrarouge	•
Indicateur de batterie faible		•
PERFORMANCES		
Durée de la Prise de t°	(s)	5
Précision de la mesure	Corps (°C)	+/-0,2
	Objet	-
FONCTIONS		
Thermomètre		
	Corporel	•
Mode d'utilisation	Auriculaire	•
	Frontal	•
Indicateur de prise de t°	visuel	•
Annonce du résultat / alerte	Chiffrée	•
	Lumineuse	•
	Sonore	•
Mémoire	(nbr)	10
Arrêt automatique		•
Température ambiante		•
Horloge		•
AFFICHAGE DIGITAL		
Type		LCD
Dimension LxH	(cm)	2x2,6
Taille des digit	(cm)	0,8
ALIMENTATION		
Piles		
	Nombre	2
	Type	LR03
	Remplaçable	•
SERVICES INCLUS		
Garantie		2 ans
Inclus dans le pack	Capuchon de protection Socle de maintien	
DONNEES LOGISTIQUES		
PRODUIT		
Poids	Brut (kg)	0,242
	Net (kg)	0,08
Dimensions		
	Brut (LxHxP) (cm)	17x19,6x6,3
	Net (LxHxP) (cm)	4,2x14,5x5,7
SPCB		
Poids brut	(kg)	1,15
Poids net	(kg)	0,96
Dimensions (LxHxP)	(cm)	25x20,8x17,7
PCB		
Poids brut	(kg)	16,98
Poids net	(kg)	
Dimensions (LxHxP)	(cm)	52 x 45 x 72
COLIS/ COUCHE		
		2
COUCHES/PALETTE		
		3
QTE CARTONS/ PALETTE 80x120		
		6
QTE PRODUITS/ PALETTE 80x120		
		288
POIDS / PALETTE		(kg)
CODE EAN		3094570129411
CODE EAN 14		13094570129418

Thermocolor -PHT42110GB-



- **Interprétation des résultats simplifiée :**
 - Température paramétrée sur l'échelle de t° rectale
 - **Annonce en couleur**
- **4 en 1**
 - **Température auriculaire et frontale**
 - **Température ambiante et horloge**

Terraillon®

1 rue Ernest Gouin - 78290 Croissy sur seine
Tel : 01.30.15.41.50 – Fax : 01.39.52.49.00
Plus d'information sur : www.terraillon.com

