



THERMO FAST

Communiqué de presse - Le 31 mars 2021

NOUVEAU THERMOMÈTRE 3 EN 1, THERMO FAST : PRENDRE LA TEMPÉRATURE DEVIENT UN VRAI UN JEU D'ENFANT !



Terrailon, marque iconique française et leader européen sur le marché du bien-être, étend sa gamme de produits dédiée à la santé. Après Thermo Distance, un thermomètre qui permet une prise de température à distance, Terrailon propose une nouvelle solution ergonomique : le Thermo Fast. Ce thermomètre 3 en 1 simplifie la prise de température de bébé de manière fiable et rapide grâce à son fonctionnement par infrarouge. Polyvalent, il permet de mesurer la fièvre de toute la famille mais aussi de vérifier la bonne température des pièces, du biberon ou des petits pots !

Rendez-vous ici pour télécharger les visuels

Un thermomètre 3 en 1 pour plus de précision au quotidien

Thermo Fast est l'allié des familles grâce à sa polyvalence : **prise de température corporelle, auriculaire ou frontale, mais aussi mesure de la température ambiante et des liquides/objets**. Les parents apprécieront de pouvoir contrôler la température de bébé sans le réveiller ou encore de pouvoir s'assurer de la bonne température du biberon, du petit plat ou encore du bain ! Et Thermo Fast mesure également la température ambiante, ce qui permet de vérifier que la chambre de bébé n'est pas surchauffée la nuit (idéalement aux alentours de 18°C).

Grâce à sa technologie infrarouge, Thermo Fast présente plusieurs avantages d'utilisation : rapidité, exactitude de la mesure de la température et pour le nettoyage, c'est tout simple, un symbole apparaît sur l'écran de l'appareil lorsque la sonde doit être nettoyée et il peut être nettoyé à l'aide d'un tampon alcoolisé. Par ailleurs, sa conception ergonomique est bien pensée pour une bonne prise en main.

Zoom sur l'infrarouge : comment cela fonctionne ? Thermo Fast mesure la chaleur infrarouge produite par le tympan et les tissus environnants. Le tympan partageant le flux sanguin avec le centre de thermorégulation dans le cerveau, l'oreille indique la véritable température du corps de manière précise. En ce sens, la technologie infrarouge, dont le fonctionnement repose sur l'émission du rayonnement infrarouge pour entrer en contact avec le corps, permet de discerner le niveau de la température corporelle.

Une prise de température simple, rapide et efficace

Doté d'un système de guidage garantissant **des mesures précises et fiables** de +/- 0,2°C de 35,0°C à 42°C, de +/- 0,3°C de 32,0°C à 34,9°C et de 42,1°C à 43,0°C, d'une double température auriculaire et frontale, le Thermo Fast permet **d'obtenir la température d'un adulte ou d'un enfant en 1 seconde**.



Une fois la température prise, le thermomètre **avertit l'utilisateur avec un signal sonore et affiche le résultat sur le grand écran LCD rétroéclairé avec une couleur verte** si la température se situe entre 34,0°C et 37,9°C, **et une lumière rouge** si la température est plus élevée grâce à la technologie Color Temp'. Ces deux couleurs permettent de faciliter l'interprétation des résultats.

Sa mémoire multiple enregistre les vingt dernières mesures de température, permettant ainsi de contrôler l'évolution de la température.

Caractéristiques du thermomètre Thermo Fast

- Thermomètre corporel (auriculaire ou frontal) et température d'objets/liquides.
- Lecture des résultats simplifiée via un grand écran LCD rétroéclairé.
- Annonce du résultat : chiffré, en couleur et sonore, arrêt automatique.
- 20 mémoires
- Embout lavable et réutilisable
- Alimentation via 2 piles AAA (incluses)

Thermo Fast est disponible au prix de 44,99€ (PPI*)

**Prix Public Indicatif : ces prix sont donnés à titre indicatif, il appartient à nos revendeurs de fixer librement leurs prix de vente conformément à la législation en vigueur.*

Pour toute demande de test, merci de contacter le service de presse.



A propos de Terraillon

Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. Fidèle à l'esprit d'avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des pèse-personnes et balances de cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice d'usage. Au travers des applications MyHealth et Wellness Coach, la marque propose une gamme complète de produits connectés pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits. La collection d'ustensiles de pâtisserie malins Express your Chef designée en France montre la capacité de l'entreprise à investir de nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux prix internationaux saluent le design et l'innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red Dot Design Award, Janus de l'Industrie, Grand Prix de l'Innovation de la Foire de Paris... Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://www.terraillon.com>

CONTACTS PRESSE

Delphine Boutrin

+33 (0)1 55 02 14 74
d.boutrin@open2europe.com

Gladys Gros-Désir

+33 (0)1 55 02 15 01
g.grosdesir@open2europe.com